Agitador magnético Q221MAG

Indicado para a agitação e mistura de líquidos. Atende praticamente todas as necessidades dos laboratórios em ensaios pilotos e analíticos didáticos e de pesquisa nas áreas da química, agricultura, farmacêutica, alimentícia, faculdades, didática e pesquisa.



90 ~ 240 V
Tensão

50 W
Potência

20 x 14,7 x 5,5 cm
Dim. Externas (CxLx A)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLx A)
Q221MAG	90 ~ 240 V	50 W	20 x 14,7 x 5,5 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em material plástico resistente;
- Plataforma em aço inox com diâmetro de 129 mm;
- Sem motor;
- Agitação por bobina eletromagnética;
- Pode trabalhar em regime contínuo;
- Controle digital de velocidade entre 20 e 1500 rpm;
- Display 7 segmentos cor Vermelho;
- Função de inversão do sentido de agitação a cada 30 seg.
- Agita até 5 litros de substâncias líquidas com viscosidade semelhante à da água;
- Não aconselhável para ambiente corrosivo;
- Acompanha uma barra magnética com revestimento de resina anti-aderente (PTFE) e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290