Agitador magnético com aquecimento 550°C Q261N

Além de misturar e agitar as amostras líquidas, sua principal aplicação está na manutenção e controle da temperatura através do sensor imerso. O sistema de aquecimento, com resistências blindadas embutidas na plataforma, permite aquecimento rápido e uniforme.



220 V
Tensão

1.030 W
Potência

18,4x18,4 cm
Plataforma

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Plataforma	Dim. externas (CXLXA)
Q261N	220 V	1.030 W	18,4x18,4 cm	36 x 21,5 x 11,2 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Velocidade de agitação entre 0 e 1.500 rpm;
- Capacidade para agitar até 10 litros de líquido com viscosidade próxima à da água;
- Temperatura na plataforma de ambiente à 550 °C;
- Display para indicação de temperatura em LED;
- Plataforma de aquecimento vitrocerâmica, 18 x 18 cm;
- Precisão de ± 10 °C;
- Resolução de 1 °C;
- Sensor de temperatura PT1000
- Acompanha 01 barra magnética com Revestimento de Resina Antiaderente PTFE (politetrafluoretileno)
- Acompanha 01 sensor de temperatura;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290