Agitador magnético Q221MAG

Indicado para la agitación y mezcla de líquidos. Satisface prácticamente todas las necesidades de los laboratorios en ensayos piloto y analíticos, didácticos y de investigación, en las áreas de química, agricultura, industria farmacéutica, alimentaria, facultades, docencia e investigación.



90 ~ 240 V
Tensión

50 W
Potencia

20 x 14,7 x 5,5 cm
Dim. Externas (L x A x A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (L x A x A)
Q221MAG	90 ~ 240 V	50 W	20 x 14,7 x 5,5 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en material plástico resistente;
- Placa de acero inoxidable con diámetro de 129 mm;
- Sin motor;
- Agitación mediante bobina electromagnética;
- Puede trabajar en régimen continuo;
- Control digital de velocidad entre 20 y 1500 rpm;
- Pantalla de 7 segmentos en color rojo;
- Función de inversión del sentido de agitación cada 30 s.
- Agita hasta 5 litros de sustancias líquidas con viscosidad similar a la del agua;
- No aconsejable para ambientes corrosivos;
- Incluye una barra magnética con revestimiento de resina antiadherente (PTFE) y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290