Agitador rotativo de frascos Q255

Aparelho utilizado para classificação de resíduos não-voláteis, atende norma ABNT - NBR 10005:2004.



220 v
Tensão

370 w
Potência

53 x 91 x 65 cm
Dim. externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. externas (CxLxA)	Peso
Q255	220 v	370 w	53 x 91 x 65 cm	45 kg

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestido em epóxi eletrostático;
- Pés robustos para melhor aderência;
- Rotação fixa em 30 rpm conforme norma ABNT - NBR 10005:2004;
- Motor com redutor com 370W;
- Temporizador digital programável até 9999 minutos;
- Desliga ao término do tempo programado;
- Sistema de segurança, que só permite o funcionamento com a porta fechada;
- Suportes para frascos retangulares com volume de 2000 ml;
- Capacidade para 5 provas;
- Acompanha manual de instruções e 5 frascos retangulares de polietileno com capacidade de 2000 ml;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290