Agitador vortex Q220

Este aparelho é um excelente auxiliar para misturar de forma padronizada as amostras líquidas contidas em tubos de ensaio e de centrífuga.



90~240 V
Tensão

40 w
Potência

21 x 16 x 16 cm
Dim. Externas (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (C x L x A)
Q220	90~240 V	40 w	21 x 16 x 16 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete construído em plástico de alta resistência;
- Pés tipo ventosa;
- Velocidade máxima 4.000 rpm;
- Deslocamento excêntrico de 3 mm;
- Motor continuo e silencioso de baixo consumo;
- Aceita tubos de ensaio, tubos de centrífuga, cubetas e outros tipos de recipientes com diâmetros variados;
- Fonte de alimentação com entrada 90 - 240 Vac e saída 12 Vdc;
- Cabo de força com dupla isolação, atendendo a norma ABNT NBR 14136;
- Operação de velocidade variável, controlada eletronicamente;
- Duas formas de funcionamento que podem ser selecionadas por botão:
- Operação continua;
- Operação manual (pressão sobre o receptáculo de tubos);
- Acompanha manual de instruções e fonte de alimentação.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290