Analisador de DBO5 Q751

Aparelho fácil de ser operado, permite uma leitura direta dos dados, os quais são comparáveis aos do método de diluição química.



220 v
tensão

370 w
Potência

58 x 58 x 58 cm
Dim. Internas (CxLXA)

Especificações técnicas

Modelo	tensão	Potência	Dim. Internas (CxLXA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q751	220 v	370 w	58 x 58 x 58 cm	85 x 72 x 130 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Permite a realização da análise com 8 provas simultâneas;
- Indicadores luminosos para identificação das amostras sob teste;
- Trabalha em temperatura ambiente de 0 a 40 °C;
- Oito agitadores magnéticos incorporados;
- Faixa de medição entre 0 e 1000 mg/L;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Estufa para a climatização do sistema com programação e indicação digital da temperatura com precisão de + 0,5 °C com iluminação fluorescente interna, porta interna em vidro para observação do andamento dos testes, faixa de trabalho entre 5 °C e 50 °C com sistema de refrigeração incorporado, acompanha o aparelho 10 frascos de incubação, 10 copos herméticos, 10 barras magnéticas, correias para o motor, graxa para vácuo e manual de instruções
- Obs.: não utilizar produto inflamável no interior da câmara.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290