Medidor de DBO5 Q751

Equipo fácil de operar, permite una lectura directa de los datos, los cuales son comparables con los del método de dilución química.



220 v
tensión

370 w
Potencia

58 x 58 x 58 cm
Dim. Internas (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	tensión	Potencia	Dim. Internas (LxAxA)	Dim. Externas (LxAxA)
Q751	220 v	370 w	58 x 58 x 58 cm	85 x 72 x 130 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Permite la realización del análisis con 8 ensayos simultáneos;
- Indicadores luminosos para identificación de las muestras en prueba;
- Trabaja en temperatura ambiente de 0 a 40 °C;
- Ocho agitadores magnéticos incorporados;
- Rango de medición entre 0 y 1000 mg/L;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incubadora para la climatización del sistema con programación e indicación digital de la temperatura con precisión de ± 0,5 °C con iluminación fluorescente interna, puerta interna de vidrio para observación el avance de las pruebas, rango de trabajo entre 5 °C y 50 °C con sistema de refrigeración incorporado, acompaña al equipo 10 frascos de incubación, 10 vasos herméticos, 10 barras magnéticas, correas para el motor, grasa para vacío y manual de instrucciones
- Nota: no utilizar producto inflamable en el interior de la cámara.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290