Balança analítica Q500B210C

A balança analítica QUIMIS é homologada pelo INMETRO e fornecida com verificação inicial do IPEM-SP.



90~240 V
Tensão

220 g
Capacidade

0,1 mg
Precisão

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Capacidade	Precisão	Auto calibração	Dim. Externas. (CxLxA)
Q500B210C	90~240 V	220 g	0,1 mg	Sim	34,5 x 21,5 x 34,5 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Capacidade total de 220 g;
- Auto calibração por meio de peso interno;
- Funções: contagem de peças, percentual, pesagem de animais, densidades sólidas e líquidas;
- Display tipo LCD retro iluminado;
- Legibilidade de 0,1 mg, quatro casas decimais;
- Tara total 220 g;
- Desvio padrão + 0,2 mg;
- Linearidade + 0,3 mg;
- Tempo de estabilização: 4 segundos;
- Compensação automática da temperatura ambiente no momento da pesagem, para evitar a calibração constante; compensa entre 15 e 30 °C;
- Indicador visual da estabilização da leitura, assegurando resultados confiáveis; • Compartimento de pesagem com três portas, duas laterais e uma superior;
- Dimensões da câmara de pesagem: C=16 cm x L = 14 cm x A=23 cm;
- Diâmetro do prato de pesagem: 8 cm;
- Prato com protetor contra pó;
- Possui 3 filtros digitais de vibração adaptáveis a necessidade e ambiente de trabalho;
- Saída de dados serial Rs232;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136;
- Impressora QA21765 opcional;
- Manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

