# Balança de precisão Q520

Balança Semi analítica homologada pelo INMETRO e fornecida com verificação inicial do IPEM-SP.



**90~240 V**
Tensão

**13 W**
Potência

**720 g a 5.200 g**
Capacidade

## Especificações técnicas

| Modelo | Tensão | Potência | Capacidade | Precisão | Dim. Ext. (C X L X A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q520-720 | 90~240 V | 13 W | 720 g | 0,002g | 34,5 x 21,5 x 16,5 cm |
| Q520-5200 | 90~240 V | 13 W | 5.200 g | 0,02g | 34,5 x 21,5 x 16,5 cm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

## Características

- Capacidade total de **720g (Q520-720), 5200g (Q520-5200)**;
- Auto-ajuste por meio de peso interno
- Funções: contagem de peças, percentual, pesagem de animais, densidades sólidas e líquidas;
- Display tipo LCD retro iluminado;
- Legibilidade de 0,001g, tres casas decimais **(Q520-720),** legibilidade de 0,01g, duas casas decimais**(Q520-5200)**;
- Tara total **720g (Q520-720), 5200g (Q520-5200)**;
- Desvio padrão +/- 0,002 g **(Q520-720)**, +/- 0,01 g**(Q520-5200)**;
- Linearidade + 0,002g**(Q520-720)**, Linearidade + 0,03g**(520-5200)** ;
- Tempo de estabilização:  aproximadamente 4 segundos;
- Compensação automática da temperatura ambiente no momento da pesagem, para evitar a calibração constante, compensa entre 15ºC e 30ºC;
- Indicador visual da estabilização da leitura, assegurando resultados confiáveis;
- Diâmetro do prato de pesagem: 11 cm;
- Câmara redonda de vidro e tampa de Inox para proteção do prato;
- Possui 3 filtros digitais de vibração adaptáveis a necessidade e ambiente de trabalho;
- Saída de dados serial RS232;
- Impressora QA21765 opcional;
- Acompanha fonte de alimentação, capa plástica e manual de instruções.

## Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

