Balança Semi-analítica Q510

Balança de semi-analítica de alta qualidade e confiabilidade equipada com servomotor para ajuste automático do peso.



90~240 V
Tensão

13 W
Tensão.

310 g a 3.200 g
Capacidade

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Tensão.	Capacidade	Precisão	Auto calibração	Dim. Externas. (CxLxA)
Q510-310C	90~240 V	13 W	310 g	0,001g	Sim	34,5 x 21,5 x 34,5 cm
Q510-3200C	90~240 V	13 W	3.200 g	0,01g	Sim	34,5 x 21,5 x 11 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

Q510-310C

- Autoajuste por meio de peso interno;
- Funções, contagem de peças, percentual, pesagem de animais, densidades sólidas e líquidas;
- Visor LCD com retro iluminação;
- Legibilidade de 1 mg, três casas decimais;
- Resolução 0,001g;
- Repetitividade 0,002g;
- Linearidade 0,003g;
- Tempo de estabilidade 4 segundos;
- Dimensões da câmara de pesagem: C= 16 cm x L= 16 cm x A= 23 cm;
- Diâmetro do prato de pesagem: 11 cm;
- Saída de dados serial RS232;
- Impressora QA500I opcional;
- Garantia de 1 ano.

Q510-3200C

- Autoajuste por meio de peso interno;
- Funções, contagem de peças, percentual, pesagem de animais, densidades sólidas e líquidas;
- Visor LCD com retro iluminação;
- Legibilidade de 10 mg, duas casas decimais;
- Resolução 0,01g;
- Repetitividade 0,02g;
- Linearidade 0,03g;
- Tempo de estabilidade 4 segundos;

- Diâmetro do prato de pesagem: 16 cm;
- Saída de dados serial RS232;
- Impressora QA21765 opcional;
- Garantia de 1 ano.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

