Balanza analítica Q500B210C

La balanza analítica QUIMIS está homologada por el INMETRO y se suministra con la verificación inicial del IPEM-SP (Instituto de Pesos y Medidas del Estado de São Paulo).



90~240 V
Tensión

220 g
Capacidad

0,1 mg
Precisión

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Capacidad	Precisión	Autocalibración	Dim. Externas. (LxAxA)
Q500B210C	90~240 V	220 g	0,1 mg	Sim	34,5 x 21,5 x 34,5 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Capacidad total de 220 g;
- Autocalibración mediante peso interno;
- Funciones: conteo de piezas, porcentaje, pesaje de animales, densidades de sólidos y líquidos;
- Pantalla LCD retroiluminada;
- Legibilidad de 0,1 mg, cuatro cifras decimales;
- Tara total 220 g;
- Desviación estándar + 0,2 mg;
- Linealidad + 0,3 mg;
- Tiempo de estabilización: 4 segundos;
- Compensación automática de la temperatura ambiente en el momento del pesaje, para evitar la calibración constante; compensa entre 15 y 30 °C;
- Indicador visual de la estabilización de la lectura, asegurando resultados confiables;
- Cámara de pesaje con tres puertas, dos laterales y una superior;
- Dimensiones de la cámara de pesaje: L=16 cm x A = 14 cm x A=23 cm;
- Diámetro del plato de pesaje: 8 cm;
- Plato con protector contra polvo;
- Posee 3 filtros digitales de vibración adaptables a la necesidad y al ambiente de trabajo;
- Salida de datos serial Rs232;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la norma basileña ABNT NBR 14136;
- Impresora QA21765 opcional;
- Manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

