Balanza de precisión Q520

Balanza semianalítica homologada por el INMETRO y suministrada con verificación inicial del IPEM-SP (Instituto de Pesos y Medidas del Estado de São Paulo).



90~240 V
Tensión

13 W
Potencia

720 g a 5.200 g
Capacidad

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Capacidad	Precisión	Dim. Ext. (L x A x A)
Q520-720	90~240 V	13 W	720 g	0,002g	34,5 x 21,5 x 16,5 cm
Q520-5200	90~240 V	13 W	5.200 g	0,02g	34,5 x 21,5 x 16,5 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Capacidad total de **720 g (Q520-720), 5200 g (Q520-5200)**;
- Autoajuste mediante peso interno
- Funciones: conteo de piezas, porcentaje, pesaje de animales, densidad de sólidos y líquidos;
- Pantalla LCD retroiluminada;
- Legibilidad de 0,001 g, tres decimales **(Q520-720),** legibilidad de 0,01 g, dos decimales**(Q520-5200)**;
- Tara total **720 g (Q520-720), 5200 g (Q520-5200)**;
- Desviación estándar +/- 0,002 g **(Q520-720)**, +/- 0,01 g**(Q520-5200)**;
- Linealidad + 0,002 g**(Q520-720)**, linealidad + 0,03 g**(520-5200)** ;
- Tiempo de estabilización: aproximadamente 4 segundos;
- Compensación automática de la temperatura ambiente en el momento del pesaje, para evitar la calibración constante; compensa entre 15 ºC y 30 ºC;
- Indicador visual de la estabilización de la lectura, garantizando resultados confiables;
- Diámetro del plato de pesaje: 11 cm;
- Cámara redonda de vidrio y tapa de acero inoxidable para proteger el plato;
- Posee 3 filtros digitales de vibración adaptables a la necesidad y al ambiente de trabajo;
- Salida de datos serie RS232;
- Impresora QA21765 opcional;
- Incluye fuente de alimentación, funda de plástico y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290