Balanza semianalítica Q510

Balanza semianalítica de alta calidad y fiabilidad equipada con servomotor para el ajuste automático del peso.



90~240 V
Tensión

13 W
Tensión.

310 g a 3.200 g
Capacidad

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Tensión.	Capacidad	Precisión	Autocalibración	Dim. Ext. (LxAxA)
Q510-310C	90~240 V	13 W	310 g	0,001g	Sim	34,5 x 21,5 x 34,5 cm
Q510-3200C	90~240 V	13 W	3.200 g	0,01g	Sim	34,5 x 21,5 x 11 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Q510-310C

- Autoajuste mediante peso interno;
- Funciones: conteo de piezas, porcentaje, pesaje de animales, densidad de sólidos y líquidos;
- Pantalla LCD con retroiluminación;
- Legibilidad de 1 mg, tres cifras decimales;
- Resolución 0,001 g;
- Repetibilidad 0,002 g;
- Linealidad 0,003 g;
- Tiempo de estabilidad 4 segundos;
- Dimensiones de la cámara de pesaje: L= 16 cm x A= 16 cm x A= 23 cm;
- Diámetro del plato de pesaje: 11 cm;
- Salida de datos serial RS232;
- Impresora QA500I opcional;
- Garantía de 1 año.

Q510-3200C

- Autoajuste mediante peso interno;
- Funciones: conteo de piezas, porcentaje, pesaje de animales, densidad de sólidos y líquidos;
- Pantalla LCD con retroiluminación;
- Legibilidad de 10 mg, dos decimales;
- Resolución 0,01 g;
- Repetibilidad 0,02 g;
- Linealidad 0,03 g;
- Tiempo de estabilidad 4 segundos;
- Diámetro del plato de pesaje: 16 cm;

- Salida de datos serial RS232;
- Impresora QA21765 opcional;
- Garantía de 1 año.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

