Banho de areia Q302

Nos processos analíticos, existem evaporações em cápsulas de porcelana, cadinhos de platina ou porcelana que precisam de alta temperatura, uniformidade e bastante área de aquecimento. Nestes casos o sistema de Banho de Areia é o ideal.



220 v
Tensão

2.000 w
Potência

30 x 50 x 8 cm
Dim. Caixa (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Caixa (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q302	220 v	2.000 w	30 x 50 x 8 cm	38 x 49 x 28 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Capacidade de 12L;
- Controle da temperatura através de termostato hidráulico com capilar de aço inox;
- Faixa de trabalho entre 50 e 300 °C;
- Painel frontal com interruptor geral, lâmpada piloto e termostato;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290