Banho maria de bocas Q334M

O banho-maria de bocas é o banho de aplicação universal, onde destacamos a evaporação em frascos, copo becker etc.



110 V a 220 V
Tensão

750 W a 1.840 w
Potência

4 a 8
Bocas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Bocas	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q334M-14	110 V	750 W	4	22 x 28 x 15 cm	44 x 45 x 28 cm
Q334M-24	220 V	750 w	4	22 x 28 x 15 cm	44 x 45 x 28 cm
Q334M-18	110 v	1.840 w	8	29 x 50 x 15 cm	44 x 70 x 28 cm
Q334M-28	220 V	1.840 w	8	29 x 50 x 15 cm	44 x 70 x 28 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática;
- Capacidade de 9L no banho de 4 bocas e de 22L no banho de 8 bocas;
- Tanque em aço inox 304 sem soldas, com cantos arredondados;
- Altura da bandeja até a tampa de 90 mm;
- Resistência tubular blindada;
- Faixa de trabalho entre 10 °C acima da temperatura ambiente até 110 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Sensor tipo Pt 100;
- Nível constante;
- Tampa inox removível;
- Anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos: diâmetro 104 mm, diâmetro 75 mm e diâmetro 45 mm;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha anéis de redução, tampa, manual de instruções e certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290