Bidestilador de água Q341B

Este aparelho atende às mais diversas exigências em qualidade da água, devido ao fato de bidestilar a água, assegura um grau de pureza mais elevado.



220 v
Tensão

3.680 w
Potência

2 l/h
Rendimento

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Rendimento	Dim. Externas (CxLxA)
Q341B22	220 v	3.680 w	2 l/h	27 x 40 x 120 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Rendimento de 2 L/h;
- Sistema composto por dois destiladores de água com funcionamento simultâneo;
- Prático sistema de suporte para parede;
- Caldeiras em aço inox com nível constante de alimentação;
- Defletores de vapores em material plástico;
- Resistências tubulares blindadas;
- Consumo de água de refrigeração, entre 200 e 300 L/h (pode ser reciclada);
- Sistema automático que mantém o nível constante e desliga as resistências no caso de falta de água de alimentação;
- Sistema de proteção que detecta falta de água, impedindo a queima da resistência;
- Pressão mínima na entrada 5 psi;
- Condutividade na saída, entre 0,5 e 2,5 µS (considerando entrada com 280 µS);
- Cabo de força com dupla isolação, terra e sem plug;
- Acompanha manual de instruções;
- Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290