Bidestilador de agua de vidrio Q341V4B

Destinado a aplicaciones más exigentes en el área de la bioquímica y la química fina, entre otras, donde la pureza del agua destilada en equipos comunes no satisface los requerimientos.



220 V
Tensión

6.000 W
Potencia

4 L/H
Rendimiento

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Rendimiento	Dim. Externas (L x A x A)
Q341V4B	220 V	6.000 W	4 L/H	47 x 73 x 77 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete construido en material resistente;
- Sensores de nivel en la alimentación de la caldera;
- Termostatos de seguridad;
- Disyuntor de protección;
- Condensadores reforzados con gran área de evaporación;
- Resistencias con sistema plug and play, encapsuladas en cuarzo (no intercambia iones en la caldera);
- Bajo consumo de agua de refrigeración;
- Conductividad en la salida entre 0,5 y 1,5 µS (considerando entrada con 280 µS);
- Cable de alimentación con doble aislamiento;
- Incluye manual de instrucciones;
- Para una mejor calidad del agua destilada producida y una mayor durabilidad del equipo, sugerimos el uso de prefiltros de sedimentos (Q381) y de carbón activado (Q382), así como el ablandador en caso de aguas duras (Q383), itens opcionales recomendados.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290