Bidestilador de água em vidro Q341V4B

Destinado para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química fina entre outras, cuja pureza da água destilada em aparelhos comuns não satisfaz as exigências.



220 V
Tensão

6.000 W
Potência

4 l/h
Rendimento

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Rendimento	Dim. Externas (C x L x A)
Q341V4B	220 V	6.000 W	4 l/h	47 x 73 x 77 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete construído em material resistente;
- Sensores de nível na alimentação da caldeira;
- Termostatos de segurança;
- Disjuntor de proteção;
- Condensadores reforçado com grande área de evaporação;
- Resistências com sistema plug and play, encapsuladas em quartzo (não troca íons na caldeira);
- Baixo consumo de água de refrigeração;
- Condutividade na saída entre 0,5 e 1,5 µS (considerando entrada com 280 µS);
- Cabo de força com dupla isolação;
- Acompanha manual de instruções;
- Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandadador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290