Bomba de vácuo Q955B

Por sua versatilidade e facilidade no manuseio, estas bombas de vácuo, são indicadas para as tarefas de filtração, bem como na aspiração em dessecadores, destiladores e nos evaporadores rotativos.



220 V
Tensão

120 W
Potência

8 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q955B	220 V	120 W	8 kg	22 x 11 x 26 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Funciona pelo princípio de rotor centrífugo com palhetas imersas;
- Alça para transporte;
- Vácuo final de 26 inHg, 660mmHg ou 879,93milibar;
- Deslocamento de ar: 60 L/min;
- Precisão do vacuômetro: 3% no centro da escala;
- Motor do tipo indução e uso contínuo, de 1/6 de HP;
- Baixo ruído, máximo 65 dB;
- Não recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos e produtos orgânicos (Para aplicações severas recomendamos as bombas de hidrovácuo Q355A e Q355J);
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290