
Caçapas para centrífuga QA222T

Caçapa para centrifuga, diversos tamanhos.



2 a 28

Quantidade de Tubos

100 mL, 50 mL, 15 mL, 7 mL, 1,8 A 5 mL

Capacidade (ml)

Especificações técnicas

Modelo	Quantidade de Tubos	Capacidade (ml)
QA222TM-02	2	100 mL
QA222TM-04	4	50 mL
QA222TM-08	8	15 mL
QA222TM-16	16	15 mL
QA222TM-28A	28	7 mL
QA222TM-28A1	28	1,8 A 5 mL

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

Caçapa para centrifuga Quimis, diversos tamanhos.

OBS: O modelo QA222TM-02 deve ser cotado em conjunto com o rotor (QA222TMR2).

Atenção! O rotor modelo **QA222TMR2** não é compatível com a Centrífuga Q222T Analógica.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290