Cámara climática de 200 litros Q315C21N

Utilizada en ensayos de estabilidad de medicamentos y alimentos, la cámara climática Quimis ha sido especialmente desarrollada para cumplir plenamente con los requisitos de temperatura y humedad relativa. Por su excelente precisión, está indicada para estudios donde se requiere homogeneidad y estabilidad, además de una gran reproducibilidad; cumple con la norma NBR 9479.



220 V
Tensión

4.000 W
Potencia

200 L
Volumen

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Volumen	Dim. Internas (LxAnxAl)	Dim. Externas (PxAxA)
Q315C21N	220 V	4.000 W	200 L	56,5 x 58 x 65 cm	108 x 75 x 142 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Sistema de abastecimiento de agua de la cámara compuesto por un filtro para minimizar los carbonatos;
- Drenajes adecuadamente distribuidos para la eliminación del exceso de humedad;
- Consumo de agua bajísimo;
- Equipada con ruedas giratorias con frenos y estantes móviles de acero inoxidable AISI 304;
- Incluye certificado de calibración RBC de termómetro digital y certificado de calibración trazable de la sonda de humedad;
- Incluye dos estantes de rejilla en acero inoxidable;
- Posibilidad de hasta 10 posiciones diferentes para las bandejas;
- Resolución de 0,1 °C / 0,1 % HR;
- Rango de operación de 5 a 60 °C y del 20 % al 95 % HR;
- Estabilidad de 0,1 °C / 1 % HR;
- Homogeneidad de 1 °C;
- Inestabilidad máxima de temperatura ± 0,1 °C a 25 °C;
- Inestabilidad máxima de humedad ± 0,8 % HR a 50 % HR (la legislación exige ± 5 % HR);
- Las especificaciones constantes en este descriptivo están garantizadas considerando una temperatura ambiente menor o igual a 25 °C;
- Opcional: Conjunto para la adquisición de datos y monitorización parametrizada de temperatura y humedad;
- Sensor de control de temperatura Pt 100;
- Sensor de control de humedad capacitivo;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- No indicada para ensayos con inflamables, bajo riesgo de explosión

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

