Câmara ultravioleta Q315CE

Aparelho utilizado em ensaios que necessitam de confirmação por fluorescência, como alguns testes microbiológicos, observação de placas de cromatografia em camada delgada, triagem de amostras de milho com provável contaminação por aflatoxina, e outros.



110/220V
Tensão

6 w
Potência

34 x 34 x 32 cm
Dimensões internas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões internas (CxLxA)	Dimensões externas (CxLxA)
Q315CE	110/220V	6 w	34 x 34 x 32 cm	37 x 35 x 37 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Visor flexível com proteção UV para visualização cromatográfica;
- Lâmpada bactericida e Ultravioleta 254/365 nm;
- Base interna na cor preta;
- Gabinete em PSAI (poliestireno de alto impacto).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290