Cámara ultravioleta Q315CE

Aparato utilizado en ensayos que requieren confirmación por fluorescencia, como algunos ensayos microbiológicos, observación de placas de cromatografía en capa fina, cribado de muestras de maíz con probable contaminación por aflatoxina, entre otros.



110/220 V
Tensión

6 W
Potencia

34 × 34 × 32 cm
Dimensiones internas (P×A×A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones internas (P×A×A)	Dimensiones externas (P×A×A)
Q315CE	110/220 V	6 W	34 × 34 × 32 cm	37 × 35 × 37 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Visor flexible con protección UV para visualización cromatográfica;
- Lámpara bactericida y ultravioleta 254/365 nm;
- Base interna de color negro;
- Gabinete en PSAI (poliestireno de alto impacto).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290