Campana extractora pequeña Q216-1

Indicada para espacios pequeños. Utilizada para la manipulación de productos volátiles y con olores.



110/220 V
Tensión

47 W
Potencia

60 x 80 x 60 cm
Dim. Útiles (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Útiles (LxAxA)	Dim. Externas (LxAxA)
Q216-1	110/220 V	47 W	60 x 80 x 60 cm	62 x 82 x 115 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Pequeña, modular y de fácil instalación, puede ser transladada de lugar;
- Interruptores para extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna;
- Construida en fibra de vidrio laminada, lo que permite un excelente acabado liso exterior e interior de la campana;
- Possui piso (base) em fibra de vidro;
- Puerta de vidrio templado, con apertura de hasta 42 cm y sistema de contrapeso, que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Iluminación interna tipo led de aproximadamente 600 lux, completamente aislada del área de trabajo;
- Extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con un diámetro de 100 mm. Puede orientarse hacia cualquier lado en sentido horizontal;
- Motor de 37 W con ventilación interna y selector de tensión
- Volumen de aire desplazado por el extractor es de 372 m³/hora (nominal sin tubería);
- Velocidad del aire de 14 m/s.
- Cable de alimentación según la norma ABNT NBR 14136;
- Peso 20 kg;
- Nota: Não recomendada para ácido fluorídrico

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290