Chapa aquecedora de alumínio Q313A

Atende todas as necessidades de aquecimento quando se requer maior uniformidade da temperatura na plataforma.



110 V a 220 V
Tensão

1.720 W
Potência

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Plataforma	Dim. Externas (CxLxA)
Q313A11	110 V	1.720 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313A21	220 V	1.720 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313A22	220 V	1.720 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 15 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em aço revestido com epóxi eletrostático;
- Formato retangular para se conseguir maior área de aquecimento;
- Plataforma em chapa de alumínio de 6 mm;
- Resistência blindada encaixada em bloco de alumínio;
- Controle da temperatura através de termostato hidráulico com capilar de aço inox;
- Faixa de trabalho entre 20 °C acima da temperatura ambiente até 320 °C na plataforma;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290