Chapa aquecedora de ferro Q313F

Atende todas as necessidades de aquecimento quando se requer maior área de aquecimento e custo reduzido.



110 V a 220 V
Tensão

2.000 W
Potência

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Plataforma	Dim. Externas (CxLxA)
Q313F11	110 V	2.000 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 19 cm
Q313F21	220 V	2.000 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 19 cm
Q313F22	220 V	2.000 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 19 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em aço com revestimento em epóxi eletrostático;
- Plataforma em ferro maciço pintada com tinta para alta temperatura;
- Resistência de fio níquel-cromo, encaixada em refratário especial, embutida em suporte metálico;
- Controle da temperatura através de termostato hidráulico com capilar de aço inox;
- Faixa de trabalho entre 20 °C acima da temperatura ambiente até 300 °C na plataforma;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290