Chapa aquecedora digital de alumínio Q313AM

Atende todas as necessidades de aquecimento quando requer maior uniformidade da temperatura na plataforma.



110 V a 220 V
Tensão

1.100 W
Potência

30 x 40 cm, 30 x 50 cm
Plataforma

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Plataforma	Dim. Externas (CxLxA)
Q313AM11	110 V	1.100 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313AM21	220 V	1.100 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313AM22	220 V	1.100 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 15 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Formato retangular para se obter maior área de aquecimento;
- Construída em aço revestido em epóxi eletrostático;
- Plataforma em chapa de alumínio de 6 mm;
- Faixa de trabalho entre 20 °C acima da temperatura ambiente até 320 °C;
- Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura tipo J encapsulado em aço inox, inserido na plataforma;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290