
Conjunto para adquisición de datos y monitorización QA315-CAD

Conjunto de supervisión y control de procesos industriales (SCADA) que presenta al usuario un modelo de desarrollo visual para la construcción de aplicaciones. El usuario dispone de diversos recursos que simplifican la configuración y aportan flexibilidad en la toma de decisiones para la construcción de pantallas. Gestión de perfiles de usuario, creación de fórmulas, programación de tareas, registro de acciones de los usuarios, informes e históricos.



Especificaciones técnicas

Modelo
QA315-CAD

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Acceso controlado al entorno mediante la configuración de perfiles de usuario;
- Históricos con detección de modificación indebida;
- Exportación de históricos a formatos PDF y CSV;
- Registro de eventos de la aplicación y del usuario;
- Generación de informes de uno o más históricos;
- Gestor de tareas activadas por condición o fecha/hora;
- Comunicación Modbus RTU.
- Incluye 10 metros de cable.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290