Contador de colônias Q295N

Essencial para a rotina microbiológica, o contador de colônias é um equipamento indispensável na rotina analítica. Porém, o Q295N vai além do convencional ao agregar eficiência, conforto e tecnologia ao processo de contagem. Possui design ergonômico, iluminação indireta com controle de intensidade para proporcionar longos períodos de trabalho com maior conforto e precisão. Com seu sistema de comunicação sem fio, ele gera relatórios editáveis, registro ou impressão, garantindo mais praticidade, rastreabilidade e produtividade à rotina laboratorial.



90~240 V
Tensão

30 W
Potência

27 x 23,6 x 31 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q295N	90~240 V	30 W	27 x 23,6 x 31 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

Construção

Montado em polímero de alta resistência, o equipamento possui design ergonômico com ajuste de inclinação, proporcionando maior conforto e melhor posicionamento ao operador durante as análises. Seu compartimento de amostra com linhas quadriculadas acomoda placas de Petri de até 11 cm e conta com fundo intercambiável nas cores preta e branca, permitindo melhor contraste para diferentes tipos de amostras. Aliado ao controle de intensidade da iluminação indireta, garante visualização mais precisa e confortável. A contagem automática é realizada por meio da caneta marcadora em polímero de alta durabilidade. O contador acompanha lupa de aumento com 3X e suporte flexível, separado do aparelho, oferecendo mais agilidade e praticidade à rotina laboratorial.

Contagem

- Contagem de 0 a 999;
- Lupa com aumento de 3X e suporte flexível separado do aparelho;
- Compartimento de amostra com linhas quadriculadas, para placas de até 11 cm;
- Controle de intensidade da iluminação;
- Sistema de comunicação sem fio para gerar relatório editável para registro ou impressão;
- Memória de até 99 contagens;
- Caneta contadora por pressão.

Vantagens

Ergonomia para longos períodos de trabalho

Design com ajuste de inclinação, iluminação indireta regulável, lupa com suporte flexível e base intercambiável. Proporcionando mais conforto visual e reduzindo a fadiga do operador durante as análises.

Dispensa impressora específica do aparelho

Seu sistema de comunicação permite a impressão em qualquer impressora.

Acompanha

- Caneta contadora;

- Lupa de aumento;

- Manual de instruções;

- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo à nova norma ABNT NBR 14136.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290