Contador de colonias Q295N

Esencial para la rutina microbiológica, el contador de colonias es un equipo indispensable en la rutina analítica. Sin embargo, el Q295N va más allá de lo convencional al agregar eficiencia, confort y tecnología al proceso de recuento. Posee diseño ergonómico, iluminación indirecta con control de intensidad para proporcionar largos períodos de trabajo con mayor confort y precisión. Con su sistema de comunicación inalámbrica, genera informes editables, registro o impresión, garantizando más practicidad, trazabilidad y productividad a la rutina de laboratorio.



90~240 V
Tensión

30 W
Potencia

27 x 23,6 x 31 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q295N	90~240 V	30 W	27 x 23,6 x 31 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Construcción

Montado en polímero de alta resistencia, el equipo posee diseño ergonómico con ajuste de inclinación, proporcionando mayor confort y mejor posicionamiento al operador durante los análisis. Su compartimento de muestra con líneas cuadriculadas acomoda placas de Petri de hasta 11 cm y cuenta con fondo intercambiable en los colores negro y blanco, permitiendo mejor contraste para diferentes tipos de muestras. Aliado al control de intensidad de la iluminación indirecta, garantiza visualización más precisa y confortable. El recuento automático se realiza por medio del bolígrafo marcador en polímero de alta durabilidad. El contador incluye lupa de aumento con 3X y soporte flexible, separado del aparato, ofreciendo más agilidad y practicidad a la rutina de laboratorio.

Recuento

- Recuento de 0 a 999;
- Lupa con aumento de 3X y soporte flexible separado del aparato;
- Compartimento de muestra con líneas cuadriculadas, para placas de hasta 11 cm;
- Control de intensidad de la iluminación;
- Sistema de comunicación inalámbrica para generar informe editable para registro o impresión;
- Memoria de hasta 99 recuentos;
- Bolígrafo contador por presión.

Ventajas

Ergonomía para largos períodos de trabajo

Diseño con ajuste de inclinación, iluminación indirecta regulable, lupa con soporte flexible y base intercambiable. Proporcionando más confort visual y reduciendo la fatiga del operador durante los análisis.

Prescinde de impresora específica del aparato

Su sistema de comunicación permite la impresión en cualquier impresora.

Incluye

- Bolígrafo contador;

- Lupa de aumento;

- Manual de instrucciones;

- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290