
Cubetas para centrífuga QA222T

Cubeta para centrífuga, diversos tamaños.



2 a 28

Cantidad de Tubos

100 mL, 50 mL, 15 mL, 7 mL, 1,8 A 5 mL

Capacidad (ml)

Especificaciones técnicas

Modelo	Cantidad de Tubos	Capacidad (ml)
QA222TM-02	2	100 mL
QA222TM-04	4	50 mL
QA222TM-08	8	15 mL
QA222TM-16	16	15 mL
QA222TM-28A	28	7 mL
QA222TM-28A1	28	1,8 A 5 mL

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

Cubeta para centrífuga Quimis, diversos tamaños.

OBS: El modelo QA222TM-02 debe cotizarse en conjunto con el rotor (QA222TMR2).

¡Atención! El rotor modelo **QA222TMR2** no es compatible con la Centrífuga Q222T Analógica.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290