Destilador de água em vidro Q341V

Aparelho destilador de água destinado a aplicações mais rigorosas na área de bioquímica, química analítica, química fina e pesquisas, atendera as mais diversas exigências em qualidade de água destilada devido ao fato das partes que tem contato com a água serem de vidro borossilicato e quartzo os quais são materiais inertes, assegurando alto grau de pureza.



220 V
Tensão

3.000 W a 6.000 W
Potência

4 L/h a 8 L/h
Rendimento

Especificações técnicas

Modelos	Tensão	Potência	Rendimento	Dim. Externas (CxLxA)
Q341V4	220 V	3.000 W	4 L/h	30 x 73 x 69 cm
Q341V8	220 V	6.000 W	8 L/h	47 x 73 x 69 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete construído em material resistente;
- Sensores de nível na alimentação da caldeira;
- Termostatos de segurança;
- Disjuntor de proteção;
- Condensadores reforçado com grande área de evaporação;
- Resistências com sistema plug and play, encapsuladas em quartzo (não troca íons na caldeira);
- Condutividade na saída entre 0,5 e 1,5 ?S (considerando entrada com 280 ?S);
- Cabo de força com dupla isolação;
- Acompanha manual de instruções;
- Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos(Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandadador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290