Destilador de agua en vidrio Q341V

Aparato destilador de agua destinado a aplicaciones más rigurosas en el área de bioquímica, química analítica, química fina e investigación, que satisfará las más diversas exigencias en calidad de agua destilada debido a que las partes que tienen contacto con el agua son de vidrio de borosilicato y cuarzo, materiales inertes que aseguran un alto grado de pureza.



220 V
Tensión

3.000 W a 6.000 W
Potencia

4 L/h a 8 L/h
Rendimiento

Especificaciones técnicas

Modelos	Tensión	Potencia	Rendimiento	Dim. Externas (PxAxA)
Q341V4	220 V	3.000 W	4 L/h	30 x 73 x 69 cm
Q341V8	220 V	6.000 W	8 L/h	47 x 73 x 69 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete construido en material resistente;
- Sensores de nivel en la alimentación de la caldera;
- Termostatos de seguridad;
- Disyuntor de protección;
- Condensadores reforzados con gran área de evaporación;
- Resistencias con sistema plug and play, encapsuladas en cuarzo (no intercambia iones en la caldera);
- Conductividad a la salida entre 0,5 y 1,5 ?S (considerando entrada con 280 ?S);
- Cable de alimentación con doble aislamiento;
- Incluye manual de instrucciones;
- Para una mejor calidad del agua destilada producida y mayor durabilidad del aparato, sugerimos el uso de los prefiltros de sedimentos (Q381) y el de carbón activado (Q382), así como el ablandador en el caso de aguas duras (Q383), elementos opcionales recomendados.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290