Destilador de Kjeldahl Macro Q328A26B

Aparelho destilador de Kjeldahl, para determinação do Nitrogênio Amoniacal pelo método convencional.



220 V
Tensão

3.000 W
Potencia

47 x 90 x 100 cm
Dim. Externas (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potencia	Dim. Externas (C x L x A)
Q328A26B	220 V	3.000 W	47 x 90 x 100 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Base e estrutura confeccionadas com chapa de aço revestida em epóxi;
- Bateria de aquecimento para 6 provas;
- Acomoda balões Kjeldahl de 500 mL ou 800 mL;
- Suporte removível com 6 garras para prender os balões;
- Controle eletrônico individual da temperatura com escala de referência entre os pontos 1 e 10;
- Temperatura máxima de 500 °C no elemento aquecedor;
- Refrigeração projetada por 6 tubos condensadores envolvidos por 6 tubos em aço inox interligados;
- Bandeja porta recipiente para os produtos condensados;
- Cabo de força com dupla isolação sem plug;
- Acompanha manual de instruções.
- Obs. Fornecido sem vidraria.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290