Destilador de Kjeldahl Macro Q328A26B

Aparato destilador de Kjeldahl, para la determinación del nitrógeno amoniacal por el método convencional.



220 V
Tensión

3.000 W
Potencia

47 x 90 x 100 cm
Dim. Externas (L x A x A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (L x A x A)
Q328A26B	220 V	3.000 W	47 x 90 x 100 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Base y estructura fabricadas en chapa de acero con revestimiento de epoxi;
- Batería de calentamiento para 6 muestras;
- Capacidad para balones Kjeldahl de 500 ml u 800 ml;
- Soporte extraíble con 6 pinzas para sujetar los balones;
- Control electrónico individual de la temperatura con escala de referencia entre los puntos 1 y 10;
- Temperatura máxima de 500 °C en el elemento calefactor;
- Refrigeración diseñada mediante 6 tubos condensadores envueltos por 6 tubos de acero inoxidable interconectados;
- Bandeja porta recipientes para los productos condensados;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Incluye manual de instrucciones.
- Obs. Suministrado sin material de vidrio.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290