Destilador de solventes a vácuo Q287

Aparelho utilizado para destilações a vácuo conforme norma ASTM D1160, para obtenção da destilação de derivados de petróleo, frações de destilado, lubrificantes e outros materiais que podem se decompor destilando a pressão atmosférica.



220 v
Tensão

1.500 w
Potência

54 x 55 x 82,5 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q287	220 v	1.500 w	54 x 55 x 82,5 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete em aço inox, com proteção em acrílico;
- Possui visualização em tempo real do vácuo e temperatura da amostra;
- Controle microprocessado da temperatura;
- Leitura digital da temperatura do vapor;
- Agitador magnético;
- Aquecimento por manta cerâmica com temperatura máxima de trabalho de 500 °C e capacidade de 1000ml;
- Sistema de controle microprocessado de vácuo em mmHg;
- Bomba de vácuo;
- Condensador com serpentina interna;
- Torneira em vidro, na saída do condensador que possibilita coleta das amostras sem a perda do vácuo;
- Acompanha balão de 1000 mL e 5 provetas graduadas.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290