Determinador de humedad por infrarrojos Q333D

Utilizado para determinaciones rápidas de humedad en materiales sólidos o en polvo, este práctico dispositivo puede acoplarse a balanzas electrónicas con precisión de 0,01 o 0,001 gramos.



110 V a 220 V
Tensión

250 W
Potencia

35 x 40 x 40 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q333D-1	110 V	250 W	35 x 40 x 40 cm
Q333D-2	220 V	250 W	35 x 40 x 40 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete de fibra de vidrio;
- Plataforma de apoyo para la balanza;
- Regulación electrónica de la temperatura;
- Apaga automáticamente la lámpara al completar el ciclo preestablecido;
- Calentamiento rápido mediante lámpara de infrarrojos de 250 W;
- Regulación de la altura de la lámpara;
- Temporizador digital de 3 dígitos (incremento y descenso minuto a minuto) y memoria (guarda e indica el tiempo programado en la última operación);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye 5 platillos de aluminio, 1 portamuestras y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290