Determinador de humedad Q533N

Practicidad, agilidad y precisión son las características fundamentales del determinador de humedad Q533N, ideal para laboratorios e industrias que buscan optimizar sus procesos. Con tecnología de refrigeración para reducir el tiempo entre los análisis, ofrece resultados rápidos y precisos, permitiéndole controlar la calidad con confianza y eficiencia. Perfecto para quienes exigen la excelencia en sus análisis.



220 V
Tensión

350 W
Potencia

33 x 18 x 14 cm
Dimensiones externas (P×A×A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones externas (P×A×A)
Q533N	220 V	350 W	33 x 18 x 14 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

CARACTERÍSTICAS

Diseñado sobre pies niveladores y con un cuerpo de polímero resistente para soportar el calor generado por su lámpara halógena de calentamiento. El aparato cuenta con un sistema de refrigeración para acelerar el descenso de la temperatura y reducir el tiempo entre análisis. Controlado mediante una interfaz táctil intuitiva, permite la programación del calentamiento, el ajuste del tiempo y la comunicación con una impresora.

LECTURA

Humedad
Rango de 0 a 100 %;

Repetibilidad 0,02 – 0,1 % (? 3 g).

Pesaje
Capacidad 110 g;

Legibilidad 0,001 g;

Plato de pesaje 10 cm.

Temperatura
Calentamiento de 50 a 180 °C;

Fuente de calor: lámpara halógena;

Sistema de refrigeración al final del proceso.

Tiempo
Programación de calentamiento entre 0 y 99 minutos.

VENTAJA

Más análisis en menos tiempo
Gracias a su sistema de refrigeración, es posible reducir el tiempo de espera entre un análisis y otro.

Seguridad
El determinador solo inicia el proceso de calentamiento con la tapa cerrada y, si esta se abre durante el proceso, interrumpe el calentamiento y activa la refrigeración.

Operación sencilla
El aparato cuenta con una interfaz intuitiva de fácil manejo, por lo que no requerirá formación para los operarios.

INCLUYE

10 platos de aluminio para muestras;

1 soporte para plato de muestras;

1 extractor de plato de muestras;

1 juego de pesas de verificación de 100, 50 y 20 g;

1 pinza.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290