
Determinador de ponto de fusão a seco Q340S

Determina o ponto de fusão simultâneo de até 3 amostras, através de sistema de aquecimento a seco.



110 a 220
Tensão

40 W
Potência

16x36x12 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q340S13	110	40 W	16x36x12 cm
Q340S23	220	40 W	16x36x12 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Base em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático;
- Interruptor de aquecimento direto ou controlado;
- Controle eletrônico da temperatura com escala de referência entre pontos de 1 a 10;
- Ocular com lente de aumento, foco regulável e removível para sua limpeza;
- Bloco de aquecimento em alumínio;
- Temperatura máxima 300 °C;
- Iluminação horizontal indireta;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha termômetro de vidro de -10 °C a 310 °C, 50 capilares, dispositivo auxiliar de resfriamento e manual de instruções;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290