
Determinador de punto de fusión en seco Q340S

Determina el punto de fusión simultáneo de hasta 3 muestras mediante sistema de calentamiento en seco.



110 a 220
Tensión

40 W
Potencia

16x36x12 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q340S13	110	40 W	16x36x12 cm
Q340S23	220	40 W	16x36x12 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Base en chapa de acero con revestimiento epoxi electrostático;
- Interruptor de calentamiento directo o controlado;
- Control electrónico de la temperatura con escala de referencia entre puntos de 1 a 10;
- Ocular con lente de aumento, foco regulable y extraíble para su limpieza;
- Bloque de calentamiento en aluminio;
- Temperatura máxima 300 °C;
- Iluminación horizontal indirecta;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye termómetro de vidrio de 0 °C a 300 °C, 50 capilares, dispositivo auxiliar de enfriamiento y manual de instrucciones;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290