Determinador de umidade infravermelho Q333D

Utilizado para rápidas determinações de umidade em materiais sólidos ou em pó, este prático dispositivo pode ser acoplado em balanças eletrônicas com precisão de 0,01 ou 0,001 grama.



110 V a 220 V
Tensão

250 W
Potência

35 x 40 x 40 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q333D-1	110 V	250 W	35 x 40 x 40 cm
Q333D-2	220 V	250 W	35 x 40 x 40 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete em fibra de vidro;
- Plataforma para apoio da balança;
- Regulagem eletrônica da temperatura;
- Desliga automaticamente a lâmpada quando completar o ciclo pré-estabelecido;
- Aquecimento rápido através de lâmpada infravermelha de 250W;
- Regulagem da altura da lâmpada;
- Temporizador digital de 3 dígitos (incremento e descer minuto a minuto) e memória (guarda e indica o tempo programado na última operação);
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 5 pratinhos de alumínio, 1 porta amostra e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290