Digestor de fibras Q326-26B

Aparelho desenvolvido para digestão ácida e básica na área de bromatológica, é uma prática essencial para a determinação de fibras em alimentos.



220 V
Tensão

1.290 W
Potência

30 x 86 x 68 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q326-26B	220 V	1.290 W	30 x 86 x 68 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Acomoda 6 provas simultâneas;
- Sistema de aquecimento através de resistências blindadas;
- Controle eletrônico de temperatura com referência entre os pontos 1 e 10;
- Temperatura máxima de 280 °C na plataforma;
- Fixação dos condensadores por meio de pinças reguláveis;
- Condensadores em vidro, com encaixe perfeito para copo tipo becker de 600 ml (borda alta);
- Excelente refrigeração através de divisor de fluxo da água para cada uma das provas;
- Coletor de água de refrigeração na parte de trás do aparelho;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290