Digestor de fibras Q326-26B

Aparato desarrollado para digestión ácida y básica en el área de bromatología, es una práctica esencial para la determinación de fibras en alimentos.



220 V
Tensión

1.290 W
Potencia

30 x 86 x 68 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q326-26B	220 V	1.290 W	30 x 86 x 68 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero revestida en epoxi electrostático;
- Capacidad para 6 muestras simultáneas;
- Sistema de calentamiento mediante resistencias blindadas;
- Control electrónico de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Temperatura máxima de 280 °C en la plataforma;
- Fijación de los condensadores mediante pinzas regulables;
- Condensadores de vidrio, con encaje perfecto para vaso tipo becker de 600 ml (borde alto);
- Excelente refrigeración mediante divisor de flujo de agua para cada una de las pruebas;
- Colector de agua de refrigeración en la parte trasera del aparato;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290