# Eletroanalisador de metais Q297

Dentre as técnicas de análises quantitativas, temos a eletro gravimétrica que se aplica para a determinação de alguns metais não ferrosos tais como: cobre, zinco, chumbo, cádmio, níquel, prata, cobalto e bismuto.



**220 V**
Tensão

**400 W**
Potência

**47 x 38 x 61 cm**
Dim. Externas (CxLxA)

## Especificações técnicas

| Modelo | Tensão | Potência | Dim. Externas (CxLxA) |
|---|---|---|---|
| Q297-2 | 220 V | 400 W | 47 x 38 x 61 cm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

## Características

- Estrutura em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Bornes de saída para 10 volts, 10 ampères, DC;
- Controle eletrônico da amperagem;
- Galvanômetros indicadores de voltagem e amperagem;
- Chave reversora da polaridade;
- Agitador magnético com aquecimento e controles para a velocidade e aquecimento;
- Suporte específico para eletrodos de platina, (cátodo e ânodo);
- Fácil remoção, pois é composto por duas unidades autônomas e separadas;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções;
- Obs. Os eletrodos não acompanham o eletroanalisador.


### Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290