Extrator de lipídios Soxhlet Q308G

Aparelho ideal nas extrações de gorduras através de solventes em rações, grãos, solos, alimentos em geral, nos efluentes domésticos e industriais. Com desempenho econômico, torna as análises rápidas com resultados reprodutíveis permitindo recuperação de até 80% dos solventes utilizados e seu desempenho é mais econômico quando comparado com métodos tradicionais Soxhlet. Permite utilizar os mais variados tipos de solventes tais como, hexano, tolueno, éter, etc.



220 V
Tensão

240 W a 720 W
Potência

2 a 6
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (C x L x A)
Q308G22	220 V	240 W	2	30 x 30 x 46 cm
Q308G26	220 V	720 W	6	30 x 90 x 46 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço em epóxi eletrostático;
- Resistência cerâmica;
- Controle eletrônico de temperatura com referência entre os pontos 1 e 10;
- Conjunto de vidraria em borossilicato, composto de reatores, condensadores de grande superfície de condensação e extratores com “stopflow” em resina antiaderente (PTFE);
- Suporte para acomodar os condensadores;
- Reatores encaixados em suportes de alumínio para dar maior estabilidade ao conjunto;
- Sistema de refrigeração com divisores de fluxo e alimentador único, para aumentar a performance da refrigeração;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha dedais, suportes metálicos para os dedais, mangueiras para o sistema de refrigeração e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290