Filtro tipo Abrandador Q383

O abrandador é a única e verdadeira solução para a limpeza nos destiladores de água tipo pilsen, destiladores em vidro, reatores ou caldeiras. Indicado para eliminar a crosta formada pela água dura que se deposita nos aparelhos já mencionados.



500 L a 1500 l

Rendimento

16 x 22 x 41 cm, 16 x 22 x 68 cm

Dimensões (C x L x A)

Especificações técnicas

Modelo	Rendimento	Dimensões (C x L x A)
Q383-2	500 L	16 x 22 x 41 cm
Q383-3	1500 l	16 x 22 x 68 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Retem os sais de cálcio e magnésio contidos na água de alimentação;
- Porta-filtros construídos em material resistentes a produtos químicos e pressão;
- Fáceis de instalar, não requer instalações especiais;
- Permitem maior vida útil dos destiladores tipo pilsen, dos destiladores em vidro e das resinas nos deionizadores;
- Após completado o ciclo de saturação, a coluna permite ser regenerada com a máxima economia em apenas 30 minutos;
- Pode ser regenerada por mais de 1000 vezes de forma fácil e com baixo custo por regeneração;
- Fluxo de 200 L/h;
- Acompanha as olivas de entrada e saída de 1/2 polegada e manual de instruções.
- Obs. Não recomendado caso a água possua baixa pressão.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290