Filtro de carvão Q382

Serve para melhorar o rendimento dos purificadores de água assim como a qualidade da água produzida, podendo ser acoplado a destiladores e deionizadores de água. O filtro de carvão é próprio para eliminar o gás, cloro, o cheiro, odor e outras matérias orgânicas, que existem na água.



14 x 31 cm

Dimensões (ø x A)

Especificações técnicas

Modelo	Dimensões (ø x A)
Q382	14 x 31 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Porta-filtro construído em material resistente a produtos químicos e pressão;
- Fácil de instalar e de substituir o elemento filtrante;
- Permite obter água límpida e transparente sem cheiro;
- Vazão máxima de 450 L/h;
- Temperatura máxima de operação de 60 °C;
- Pressão máxima de ruptura de 70 psi;
- Pressão máxima para a troca do elemento filtrante de 35 psi.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290