Filtro rápido Q381

Melhora o rendimento dos purificadores de água assim como a qualidade da água produzida, podendo ser acoplado a destiladores e deionizadores de água. O filtro rápido de alta eficiência e grau de filtração suficiente para reter sólidos em suspensão de tamanhos superiores a 50 mícrons, consegue reter ferrugem, lodo, fiapos, barro, etc.



14 x 31 cm

Dimensões (ø x A)

Especificações técnicas

Modelo	Dimensões (ø x A)
Q381	14 x 31 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Porta-filtro construído em material resistente a produtos químicos e pressão;
- Fácil de instalar e de substituir o elemento filtrante;
- Vazão máxima de 1.000 litros por hora
- Temperatura máxima de operação de 60 °C;
- Pressão máxima de ruptura de 70 psi;
- Pressão máxima para a troca do elemento filtrante de 35 psi;
- Obs. Não elimina o depósito de calcário nas caldeiras dos destiladores, somente o depósito de areia, barro, ferrugem e outros indesejáveis.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290