Filtro rápido Q381

Mejora el rendimiento de los purificadores de agua, así como la calidad del agua producida, pudiendo acoplarse a destiladores y desionizadores de agua. El filtro rápido de alta eficiencia y grado de filtración suficiente para retener sólidos en suspensión de tamaños superiores a 50 micras, consigue retener óxido, lodo, pelusas, barro, etc.



14 x 31 cm

Dimensiones (ø x A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Dimensiones (ø x A)
Q381	14 x 31 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Portafiltros fabricado en material resistente a los productos químicos y a la presión;
- Fácil de instalar y de sustituir el elemento filtrante;
- Caudal máximo de 1.000 litros por hora
- Temperatura máxima de funcionamiento de 60 °C;
- Presión máxima de rotura de 70 psi;
- Presión máxima para el cambio del elemento filtrante de 35 psi;
- Obs. No elimina el depósito de cal en las calderas de los destiladores, solo el depósito de arena, barro, óxido y otros indeseables.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290