Forno tubular para carbono e enxofre Q320M2

Aparelho desenvolvido para as análises de carbono e enxofre pelo sistema de gás volumétrico.



220 V
Tensão

2.100 W
Potência

20 cm
Zona Aquecimento

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Zona Aquecimento	Dim. Externas (CxLxA)
Q320M2	220 V	2.100 W	20 cm	45 x 40 x 36 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Faixa de trabalho entre 400°C e 1400°C;
- Construído em chapa de aço tratada e revestido com epóxi eletrostático;
- Aquecimento através de resistência de carbeto de silício (barra de silita);
- Sistema eletrônico de pré-aquecimento;
- Isolação frontal para proteger o operador do calor;
- Painel de comandos na base e sistema de irradiação de calor;
- Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura tipo S e cabo de compensação;
- Amperímetro de 30 A;
- Acompanha tubo de cerâmica de 26 mm x 600 mm;
- Cabo de força com dupla isolação sem plugue;
- Acompanha manual de instruções;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290